

SURFACE / READY TO USE DISINFECTANTS

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES



PRESERVE

Ātrās dezinfekcijas salvetes, uz spirta bāzes

Laba materiālu un ādas saderība

zems etanola saturs

Plašs iedarbības spektrs

virsmām un medicīnas ierīcēm

Efektīva dezinfekcijas un tīršanas veikspēja **ar ilgu kalpošanas laiku un plašu darbības spektru**

Lieto droši bez cimdiem

un samazini papildus izmaksas



HACCP

DERMATEST

SURFACE / READY TO USE DISINFECTANTS

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES



PRESERVE

PRODUKTA APRAKSTS

dažādiem uzdevumiem **nepieciešami**
daudzveidīgi produktu risinājumi



DESCOCEPT SENSITIVE WIPES



DESCOCEPT SENSITIVE WIPES



DESCOCEPT SENSITIVE WIPES XL

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES ir lietošanai gatavas ātrās dezinfekcijas salvetes uz spirta bāzes. Piemērotas medicīnas ierīču un medicīnas inventāra kā arī visu veidu virsmu, īpaši pacientiem tuvumā esošu jutīgu virsmu apstrādei.

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES ir aprīkots ar patentētu locīšanas tehnoloģiju ar optimālu neausta materiāla attiecību pret impregnēšanas šķīdumu. Tas nodrošina ātru un efektīvu dezinfekciju, vienlaikus saudzējot jutīgas virsmas un materiālus.

Mūsu **DESCOCEPT SENSITIVE WIPES XL** ir ērtas un laiku- taupošas. Tas var izmantot jebkur un to lielais izmērs padara tās ideāli piemērotas pacientiem tuvumā esošu un lielu virsmu dezinfekcijai.

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES ir ilgtspējīgs risinājums, kas izgatavots no 100% bioloģiski noārdāma neausta auduma. Neausts audums, kas izgatavots no atjaunojamām izejvielām, nodrošina lielāku uzsūkšanos un efektīvāku tīrīšanas veikspēju. Uzlabotais neaustais materiāls nodrošina optimālu impregnēšanas procesu. Viena salvete pietiekama platībai, kas lielāka par 2 m². Mūsu neausto audumu bioloģiskā noārdīšanās spēja ir sertificēta atbilstoši Eiropas standartam EN 13432.

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES



APPLICATIONS AND NOTES

3 / 10



Saskaņā ar biocīdu produktu regulu (BPR)

Ātrai spirtu izturīga medicīniskā inventāra un visu veidu virsmu dezinfekcijai un tīrīšanai, galvenokārt pacientu tuvumā.

Piemērots izmantošanai pārtikas nozarē.

Saskaņā ar ES medicīnas ierīču regulu

Ātrai neinvazīvu medicīnisko ierīču dezinfekcijai un tīrīšanai, īpaši piemērotas medicīnisko ierīču jutīgām virsmām.

Citas pielietojuma jomas

Papildus medicīnas nozarei piemērots arī pārtikas nozarei un lielām ēdnīcu virtuvēm, kā arī rūpnieciskai industrijai un sabiedriskām telpām.

Lietošana

Noslaukiet virsmas ar DESCOSEPT SENSITIVE WIPES, līdz tās ir pilnīgi mitras, un turiet mitras visu iedarbības laiku.

Saskaņā ar ES Medicīnas ierīču regulu lietotājiem/ pacientiem ir pienākums ziņot ražotājam un tās ES dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs/ pacients ir reģistrēts par jebkuru nopietnu incidentu, kas noticis saistībā ar ierīci.

Lietošanas norādījumi

Derīguma termiņš pēc atvēršanas: 42 dienas.

Sastāvs

100g šķiduma satur: 45g etanolu

Materiālu saderība

Plašs pielietojuma klāsts uz virsmām un medicīnas ierīcēm. (skat. 5.-7. lpp.)

Produkta statuss

duālā reģistrācija (medicīnas ierīce/ biocīds)

Drošības un bīstamības apzīmējumi

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Ja nepieciešama medicīniska konsultācija, uzrādiet iepakojumu vai etiķeti. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Sargāt no karstuma, karstas virsmas, dzirksteles, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Uzglabāt cieši noslēgtu konteineru. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un ir viegli izdarāmas. Turpiniet skalošanu. Atbrīvojieties no satura/ tvertnes apstiprinātā atkritumu savākšanas uzņēmumā vai vietējā savākšanā. Profesionālai lietošanai tikai personālam ar atbilstošām speciālām zināšanām saskaņā ar valsts direktīvām.

Lietot dezinfekcijas līdzekļus uzmanīgi.

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet informāciju uz etiķetes un produkta aprakstu un drošības datu lapu.

SURFACE / READY TO USE DISINFECTANTS

DESCOCEPT
SENSITIVE WIPES



PRESERVE



IEDARBĪBAS SPEKTRS UN LAIKS

	30 sek	1 min	2min	3 min
--	--------	-------	------	-------

Lietošanas rekomendācijas virsmu dezinfekcijai

Baktericīda ¹ , levurocīda ¹	VAH ² /EN ³	Ar mehānisku iedarbību, netīras virsmas		•
Tuberkulocīda	EN 14348	Tīras un netīras virsmas	•	
Mikobaktericīda	EN 14348	Tīras un netīras virsmas		•
Ierobežota virucīda iedarbība	EN 14476	Tīras virsmas		•
	EN 14476	Netīras virsmas		•
Iedarbība pret apvalkotiem vīrusiem	EN 14476	Tīras un netīras virsmas	•	

Papildus testi

Baktericīda iedarbība	EN 16615	Ar mehānisku iedarbību, netīras virsmas		•
	EN 13727	Netīras virsmas		•
	EN 1276	Netīras virsmas	•	
Levurocīda	EN 16615	Ar mehānisku iedarbību, netīras virsmas		•
	EN 13624	Netīras virsmas		•
	EN 1650	Netīras virsmas	•	
Iedarbība pret Noro- vīrusu (MNV)	EN 14476	Tīras un netīras virsmas	•	
Iedarbības pret Vaccinia- vīrusu	EN 14476	Tīras un netīras virsmas		•
Iedarbība pret Korona- vīrusu	EN14476	Netīras virsmas	•	

1 - ieskaitot 2. fāze 1. solis un 2. fāze 2. Solis (kvantitatīvās suspensijas tests un kvantitatīvais nesēja tests)

2 – listēts VAH, 5 minūtes

3 – EN 13624, EN 13727, EN 16615

SURFACE / READY TO USE DISINFECTANTS

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES



PRESERVE



Materiāls METĀLI	Nav ieteicams	Ierobežoti	Rekomendējam	Pielietojums PRODUKTA PIEMĒRS
Nerūsošais tērauds V ₂ A			<ul style="list-style-type: none"> • • 	<ul style="list-style-type: none"> • Medicīniskie transportēšanas ratiņi • Tualetes krēsli
			<ul style="list-style-type: none"> • • 	<ul style="list-style-type: none"> • Ripojoši staigāšanas palīgīdzekļi • Staigāšanas rāmji
Misiņš	•			<ul style="list-style-type: none"> • <i>Luer-lock</i> adapter • Stetoskops (hromēts misiņš)
Alumīnijs	•			

Materiāls PLASTMASA: ELASTOMĀRI	Nav ieteicams	Ierobežoti	Rekomendējam	Pielietojums PRODUKTA PIEMĒRS
CR (hloroprēna gumija)			•	
Pur (poliuretāns)			•	Medicīniskie transporta krēsli
EPDM (etilēnpropilēndiēna (monomēra) gumija)			•	Māsu ratiņi
Silikons			•	Elpošanas maskas
			•	Medicīniskās tastatūras un peles

SURFACE / READY TO USE DISINFECTANTS

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES



PRESERVE



Materiāls PLASTMASA: TERMOPLASTIKA	Nav ieteicams	Ierobežoti	Rekomendējam	Pielietojums PRODUKTA PIEMĒRS
PC (polikarbonāts piem. Makrolons)				<ul style="list-style-type: none"> • Ultraskaņas iekārtas • ECG iekārtas • EEG iekārtas • MRT iekārtas • CT iekārtas • Vēdera dobuma ultraskaņas zondes • Perfuzeri • HF ķirurģijas korpasa sastāvdaļas
ABS (akrilnitrils-butadiēns-stirols)				<ul style="list-style-type: none"> • Pacientu uzraudzības monitori • Medicīniskās tastatūras un peles
PE-HD (polietilēns - augsta blīvuma)				<ul style="list-style-type: none"> • Uzglabāšanas un transportēšanas konteineri
PE-LD (polietilēns-zema blīvuma)				<ul style="list-style-type: none"> •
PSU (polisulfons)				<ul style="list-style-type: none"> • Korpasa sastāvdaļas
PP (polipropilēns)				<ul style="list-style-type: none"> •
PUR (poliuretāns)				<ul style="list-style-type: none"> •
PA (poliamīds)				<ul style="list-style-type: none"> • Rentgena caurules
PMMA (polimetilmetakrilāts)	•			Akrils un plexiglas, inkubatori

SURFACE / READY TO USE DISINFECTANTS

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES



PRESERVE



Materiāls TEKSTILS	Nav ieteicams	Ierobežoti	Rekomendējam	Pielietojums PRODUKTA PIEMĒRS
sintētiskā āda (piemēram, ar PVC un PUR virsējo slāni)			<ul style="list-style-type: none"> • 	Izmeklēšanas un ārstēšanas krēsli
			<ul style="list-style-type: none"> • 	Pozicionēšanas palīg līdzeklis
			<ul style="list-style-type: none"> • 	Ginekoloģiskās izmeklēšanas krēsls
			<ul style="list-style-type: none"> • 	Zobārstniecības krēsli
			<ul style="list-style-type: none"> • 	Operāciju galdi
			<ul style="list-style-type: none"> • 	Pacientu transportēšanas kušetes
PVC (polivinilhlorīds)			<ul style="list-style-type: none"> • 	grīdas segumi

SURFACE / READY TO USE DISINFECTANTS

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES



PRESERVE

PASŪTĪŠANAS INFORMĀCIJA

Produkts	Viena vienība	Transportēšanas iepakojums	Satur	Salvetes izmērs	REF
DESCOCEPT SENSITIVE WIPES	DESOTEX salvešu sistēma	Kaste = 9 pakas	60 salvetes	20 x 22 cm	00-323DS-T060
	DESOTEX bio salvetes	Kaste = 6 pakas	100 salvetes	20 x 22 cm	00-323DS-T100
DESCOCEPT SENSITIVE WIPES XL	Dispensers – DESOTEX salvešu sistēma	Kaste = 6 iepakojumi	120 salvetes	17,5 x 36 cm	00-323DS-OSEB120

Produktu pieejamība un konteineru izmēri ir atkarīgi no veiksmīgas reģistrācijas valstī.

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

CE 0482

SERTIFIKĀCIJA



Dr. Schumacher ir sertificēts saskaņā ar DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, viņam ir apstiprināta vides pārvaldības sistēma saskaņā ar EMAS un viņš ir IHO, VCI, BAH, DGSV un DGKH biedrs.

SURFACE / READY TO USE DISINFECTANTS

DESCOCEPT
SENSITIVE WIPES



PRESERVE

PRODUKTU PĀRSKATS



DESCOCEPT SENSITIVE WIPES

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES XL



DESCOCEPT SENSITIVE



DESCOCEPT SENSITIVE



Rekomendētās neausto salvešu sistēmas



ONE SYSTEM+ PLUS



ONE SYSTEM BASIC



DESCO WIPES



ECO WIPES