

UZPILDE

Ja virsmu dezinfekcijai tiek izmantotas piesūcināto salvešu sistēmas, ir jāņem vērā pamata higiēnas standarti. Lietotāja aizsardzībai, jālieto ķīmiskās aizsardzības cimdi. Izmantojot sekojošos produktus pareizi, var sasniegt 42 dienu ilgu piesūcināto salvešu uzglabāšanas laiku: OPTISAL[®] PLUS, OPTISAL[®] N, BIGUANID FLACHE N, DESCOSEPT AF, DESCOSEPT forte, DESCOSEPT pur, CLEANISEPT[®].

Ja salvešu piesūcināšanai tiek izmantoti citi produkti, 42 dienu ilgs uzglabāšanas laiks, nezaudējot iedarbības efektivitāti, netiek garantēts. Jāievēro ražotāja norādītais maksimālais uzglabāšanas laiks.

